

Объявление 1
о проведении закупки способом запроса ценовых предложений
диагностических реагентов для анализаторов закрытого типа

с. Маканчи

9 январь 2025 г

Наименование заказчика: КТП на ПХВ «Больница района Маканшы» управления здравоохранения области Абай.
Адрес заказчика: Индекс: 071724, Республика Казахстан, Область Абай село Маканчи, ул. А.Найманбаева, 191
В соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовного-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее Правила), КТП на ПХВ «Больница района Маканшы» управления здравоохранения области Абай объявляет о проведении закупки способом запроса ценовых предложений диагностических реагентов для анализаторов закрытого типа:

№	Наименование теста	Техническая спецификация	Ед-цы изм-ия	Кол- во	Цена в тенге	Сумма в тенге
Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240 Pго						
Диагностический набор реагентов для определения АЛТ	Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240 Pго Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/ALT. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов					
I.			набор	15	27 250,00	408 750,00

2.	Диагностический набор реагентов для определения АСТ	Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240 Pro Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/AST. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуются переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	15	27 250,00	408 750,00
3.	Диагностический набор реагентов для определения Альфа-Амилазы	Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240 Pro Двухкомпонентный набор реагентов для определения AMS. Объем рабочего раствора не менее 48мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуются переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	15	36 500,00	547 500,00
4.	Диагностический набор реагентов для определения Глюкозы	Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240 Pro Двухкомпонентный набор реагентов для определения GLU-GodPar. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуются переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	15	21 850,00	327 750,00

5.	Диагностический набор реагентов для определения Железа	Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240 Pro Двухкомпонентный набор реагентов для определения FE. Объем рабочего раствора не менее 96мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	7	38 050,00	266 350,00
6.	Диагностический набор реагентов для определения Креатинина	Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240 Pro Двухкомпонентный набор реагентов для определения CREA-I. Объем рабочего раствора не менее 72мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	48	29 300,00	1 406 400,00
7.	Диагностический набор реагентов для определения Мочевины	Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240 Pro Двухкомпонентный набор реагентов для определения BUN/UREA. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	20	22 825,00	456 500,00

8.	Диагностический набор реагентов для определения Мочевой кислоты	Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240 Pro Двухкомпонентный набор реагентов для определения UA. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	2	33 625,00	67 250,00
9.	Диагностический набор реагентов для определения Альбумина	Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240 Pro Однокомпонентный набор реагентов для определения ALB. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов.	набор	4	16 950,00	67 800,00
10.	Диагностический набор реагентов для определения Общего белка	Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240 Pro Однокомпонентный набор реагентов для определения TP. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	12	15 975,00	191 700,00

11.	Диагностический набор реагентов для определения Общего билирубина	Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240 Pro Двухкомпонентный набор реагентов для определения TBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	30	36 850,00	1 105 500,00
12.	Диагностический набор реагентов для определения Прямого билирубина	Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240 Pro Двухкомпонентный набор реагентов для определения DBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	30	40 025,00	1 200 750,00
13.	Диагностический набор реагентов для определения Общего холестерина	Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240 Pro Однокомпонентный набор реагентов для определения CHOL/TC. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	30	31 175,00	935 250,00

14.	Диагностический набор реагентов для определения Триглицеридов	Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240 Pro Однокомпонентный набор реагентов для определения TG. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	10	56 300,00	563 000,00
15.	Диагностический набор реагентов для определения Щелочной фосфатазы	Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240 Pro Двухкомпонентный набор реагентов для определения ALP. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	3	20 875,00	62 625,00
16.	Диагностический набор реагентов для определения С-реактивного белка	Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240 Pro Двухкомпонентный набор реагентов для определения CRP методом нефелометрии. Объем рабочего раствора не менее 50мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	18	49 500,00	891 000,00

17.	Калибратор для специфических белков	Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240 Pro Специальный калибратор на основе человеческой сыворотки, имеющий аттестованные референтные значения, для проведения процедуры калибровки при выполнении тестов на C3, C4, CRP, IgA, IgG, IgM. Калибратор должен быть в жидком виде, полностью готовый, не требующий предварительной подготовки. Калибратор должен быть расфасован в несколько флаконов, что позволяет в дальнейшем использование отдельных флаконов для предотвращения контаминации и продления стабильности. Общий объем калибратора должен быть не менее 5мл. Флаконы с калибратором должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Каждый флакон должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.	набор	1	162 780,00	162 780,00
18.	Диагностический набор реагентов для определения HDL-C (холестерин высокой плотности)	Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240 Pro Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения липидного обмена высокой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюдаемого эффекта не влияет концентрация HB в пределах до $\pm 10\%$. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов.	набор	15	45 800,00	687 000,00
19.	Диагностический набор реагентов для определения LDL-C (холестерин низкой плотности)	Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240 Pro Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения липидного обмена низкой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюдаемого эффекта не влияет концентрация HB в пределах до $\pm 10\%$. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2,	набор	15	83 000,00	1 245 000,00

		для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов				
20.	Моющий раствор	Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240 Pro Специальный концентрированный реагент, предназначен для приготовления моющего раствора зондов, миксера. Готовый раствор не должен обладать коррозионными и окисляющими свойствами при контакте с деталями анализатора. Фасовка концентрата должна быть не менее 1 литра. Должно хватать для приготовления не менее чем 15 литров моющего раствора.	набор	30	31 000,00	930 000,00
21.	Мультиконтроль уровень 1	Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240 Pro Специальный реагент на основе человеческой сыворотки, имеющий аттестованные референтные значения соответствующие нормальному диапазону, для проведения процедуры QC при выполнении тестов на C3, C4, CRP, IgA, IgG, IgM. Реагент должен быть в жидком виде, полностью готовый, не требующий предварительной подготовки. Реагент должен быть расфасован в несколько флаконов, что позволяет в дальнейшем использование отдельных флаконов для предотвращения контаминации и продления стабильности. Общий объем реагента должен быть не менее 30мл. Флаконы с реагентом должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Каждый флакон должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора	набор	2	156 900,00	313 800,00
22.	Мультиконтроль уровень 2	Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240 Pro Специальный реагент на основе человеческой сыворотки, имеющий аттестованные референтные значения соответствующие нормальному диапазону, для проведения процедуры QC при выполнении тестов на C3, C4, CRP, IgA, IgG, IgM. Реагент должен быть в жидком виде, полностью готовый, не требующий предварительной	набор	2	186 340,00	372 680,00

		подготовки. Реагент должен быть расфасован в несколько флаконов, что позволяет в дальнейшем использование отдельных флаконов для предотвращения контаминации и продления стабильности. Общий объем реагента должен быть не менее 30мл. Флаконы с реагентом должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Каждый флакон должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора			
	Мультикалибратор	Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240 Pro Одноуровневый мультикалибратор для однокомпонентных и двухкомпонентных тестов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: GOT/ALT, GOT/AST, ALB, AMS, GGT, GLU-GodPap, FE, CREA-J, LDH, MG, BUN/UREA, TP, TBIL/VOX, DBIL/VOX, CHOL/TC, TG, ALP, UA. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 30мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора.	набор	2	139 220,00 278 440,00
23.					
	Калибратор липидов	Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240 Pro Мультикалибратор для двухкомпонентных тестов при количественном определении липидов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: ApoA1, ApoB, HDL-C, LDL-C, определяемых методом прямой фотометрии без осаждения. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 5мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора.	набор	1	121 560,00 121 560,00
24.					
Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-120					
25.	Кюветы	Кюветы для биохимического анализатора BS-120 закрытого типа, № 1000	упак	3	331 200,00 993 600,00
Реагенты для портативного флуоресцентного анализатора Finescare FIA Meter Plus закрытого типа					
26.	Набор реагентов	Быстрый количественный тест на гликированный гемоглобин (HbA1c) для портативного флуоресцентного анализатора Finescare FIA Meter Plus	упак	15	87 000,00 1 305 000,00

		закрытого типа. В составе набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер.				
27.	Набор реагентов	Быстрый количественный тест на С-реактивный белок (CRP) для портативного флуоресцентного анализатора Finesse FIA MeterPlus закрытого типа. В составе набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер.	упак	10	87 000,00	870 000,00
		Тест-полосы для мочевого анализатора Aution Eleven AE - 4020 INT (IVD) закрытого типа				
28.	Тест-полоски для мочевых исследований	Тест-полоски для мочевых исследований на анализаторе Aution Eleven AE - 4020 INT (IVD) закрытого типа. Фасовка: не менее 100 тест-полосок в одной тубе. Определение не менее 10 аналитов. Время определения результата по всем аналитам не более 60 секунд. Строгая последовательность расположения тестовых зон по каждому определяемому аналиту. Каждая полоска должна оснащаться идентификационной зоной для совместимости с анализатором. Высокая чувствительность при определении каждого аналита. Диапазоны определения: глюкоза 50-1000 мг/дл, белок 15-1000 мг/дл, билирубин 0.5 - мг/дл, уробилиноген 2-8 мг/дл, pH 5-9, удельный вес 1.000 - 1.030, кровь (гемоглобин) 0.03 - 1.0мг/дл, кетоны 5-150 мг/дл, нитриты 0.08 - 0.5 мг/дл, лейкоциты 25-300 Leu/uL	упак	20	20 750,00	415 000,00
29.	Тест-полоски для определения микроальбумина и креатинина	Тест-полоски для определения микроальбумина и креатинина для анализатора Aution Eleven AE - 4020 INT (IVD) закрытого типа, 25 полосок в упаковке	упак	8	62 860,00	502 880,00
		Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора BC-5000 закрытого типа				
30.	Изотонический разбавитель	Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора BC-5000 закрытого типа Специальный разбавитель, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологической системы. Объем упаковки не менее 20 литров.	канистра	30	55 500,00	1 665 000,00
31.	Лизирующий реагент	Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора BC-5000 закрытого типа Специальный жидкий реагент,	флакон	25	49 250,00	1 231 250,00

		предназначенный для одновременного лизирования красных кровяных клеток, дифференцировки лейкоцитов по 5 субпопуляциям и химического окрашивания базофилов и эозинофилов. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологической системы. Объем флакона не менее 500мл.			
32.	Лизирующий реагент	Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора BC-5000 закрытого типа Специальный жидкий реагент, предназначенный для лизирования красных кровяных клеток и химического окрашивания гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологической системы. Объем флакона не менее 100мл.	флакон	30	31 500,00 945 000,00
33.	Набор контрольных растворов	Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора BC-5000 закрытого типа Набор предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты. Набор должен состоять из трех флаконов, емкостью не менее 3мл каждый. Контрольные растворы представляют проверенные контрольные данные не менее чем по двенадцати клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой гематологической системы для автоматического ввода референтных параметров в память прибора.	набор	4	121 250,00 485 000,00
34.	Чистящий реагент	Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора BC-5000 закрытого типа Универсальный чистящий реагент, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозионного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Объем флакона не менее 50мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора.	флакон	35	8 525,00 298 375,00

35.	Бумага	Бумага для гематологического анализатора BC5000 и мочевого анализатора Aution Eleven AE - 4020 INT (IVD) закрытого типа 57x30x12	рулон	200	900,00	180 000,00
Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора BC-3600 закрытого типа						
36.	Изотонический разбавитель	Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора BC-3600 закрытого типа Специальный разбавитель, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения, указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. Объем упаковки не менее 20 литров.	канистра	8	55 000,00	440 000,00
37.	Моющий реагент	Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора BC-3600 закрытого типа Специальный реагент, предназначенный для промывки трубопроводов, счетных камер при запуске, выключении, а также после каждого анализа. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. Объем упаковки не менее 20 литров.	канистра	3	63 000,00	189 000,00
38.	Лизирующий реагент	Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора BC-3600 закрытого типа Специальный жидкий реагент, предназначенный для лизирования эритроцитов при подсчете гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. Объем флакона не менее 500мл.	флакон	5	44 750,00	223 750,00
39.	Набор контрольных растворов	Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора BC-3600 закрытого типа Набор предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах, использующих в работе базовые реагенты. Набор должен состоять из трех флаконов, емкостью не менее 3мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по восьми параметрам клинического анализа крови плюс дополнительные	набор	2	108 500,00	217 000,00

	аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров, соответствующих низким, нормальным и высоким показателям, указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы для автоматического ввода референтных параметров в память прибора.				
Диагностические реагенты для анализатора СОЭ Vision Pro закрытого типа					
40.	Тест-карта	Диагностические реагенты для анализатора СОЭ Vision Pro закрытого типа Электронная тест карта для анализатора СОЭ Vision Pro. Тест карта на 10000 тестов	шт	1	2 700 000,00 2 700 000,00
41.	Контрольный реагент	Контроль СОЭ, двухуровневый, миниупаковка (2х9мл). Обязательное наличие заводских референтных значений для анализатора СОЭ Vision Pro	упак	1	460 000,00 460 000,00
Реагенты для оптического анализатора коагуляции OSG-102 закрытого типа					
42.	Тест-полоски для определения протромбинового времени	Реагенты для оптического анализатора коагуляции OSG-102 закрытого типа Специальная пластиковая тест-полоска для количественного определения протромбинового времени и МНО в цельной цитратной крови. Тест-полоска должна быть снабжена штрих-кодом совместимым со сканером анализатора коагуляции закрытого типа OSG-102. На тест-полоске должна располагаться цилиндрическая реакционная камера, содержащая распыленные реагенты в сухом виде. Определение результата реакции с помощью специального вращающегося ротора. Объем цельной цитратной крови для анализа не более 20мкл. Упаковка 24 тест-полоски.	упаковка	160	22 320,00 3 571 200,00
43.	Тест-полоски для определения тромбинового времени	Реагенты для оптического анализатора коагуляции OSG-102 закрытого типа Специальная пластиковая тест-полоска для количественного определения тромбинового в цельной цитратной крови. Тест-полоска должна быть снабжена штрих-кодом совместимым со сканером анализатора коагуляции закрытого типа OSG-102. На тест-полоске должна располагаться цилиндрическая реакционная камера, содержащая распыленные реагенты в сухом виде. Определение результата реакции с помощью специального вращающегося ротора. Объем цельной цитратной крови для анализа не более 20мкл. Упаковка 24 тест-полоски.	упаковка	90	65 520,00 5 896 800,00

49.	Тест-полоски для мочевых исследований	Тест-полоски для анализатора мочи Mission U500 11 parameter, закрытого типа. Тест-полоски для мочевых исследований на анализаторе. Фасовка: не менее 150 тест-полосок в одной упаковке. Определяемые параметры: глюкоза (GLU), билирубин (BIL), кетоны (KET), удельный вес мочи (SG), кровь (BLO), pH, белок (протеины) (PRO), уробилиноген (URO), лейкоциты (LEU), аскорбиновая кислота (ASC), нитриты (NIT).	упаковка	100	25 500,00	2 550 000,00
50.	Контрольная жидкость	Контрольная жидкость для анализатора мочи Mission U500	упаковка	1	7 050,00	7 050,00
Реагенты для портативного иммунофлуоресцентного анализатора Fluoresce MF-T1000 закрытого типа						
51.	Набор для определения HbA1c (гликированный гемоглобин) для Портативного Иммунофлуоресцентного Анализатора Fluoresce MF-T1000 закрытого типа. В составе набора 20 специальных картриджей	Набор для определения HbA1c (гликированный гемоглобин) для Портативного Иммунофлуоресцентного Анализатора Fluoresce MF-T1000 закрытого типа. В составе набора 20 специальных картриджей	набор	45	33 350,00	1 500 750,00
52.	HbA1c QC/ HbA1c Контрольный реагент	Контрольный реагент для HbA1c (гликированный гемоглобин) для Портативного Иммунофлуоресцентного Анализатора Fluoresce MF-T1000 закрытого типа	набор	1	28 200,00	28 200,00
53.	Набор для определения D-Dimer (Д-Димер)	Набор для определения D-Dimer (Д-Димер) для Портативного Иммунофлуоресцентного Анализатора Fluoresce MF-T1000 закрытого типа. В составе набора 20 специальных картриджей	набор	30	53 996,00	1 619 880,00
54.	D-Dimer QC/ D-dimer Контрольный реагент	Контрольный реагент для D-Dimer (Д-Димер) для Портативного Иммунофлуоресцентного Анализатора Fluoresce MF-T1000 закрытого типа	набор	1	28 200,00	28 200,00
55.	Набор для определения PCT (Прокальцитонин)	Набор для определения PCT (прокальцитонин) для Портативного Иммунофлуоресцентного Анализатора Fluoresce MF-T1000 закрытого типа. В составе набора 20 специальных картриджей	набор	30	117 500,00	3 525 000,00
56.	PCT Контрольный реагент	Контрольный реагент для PCT (прокальцитонин) для Портативного Иммунофлуоресцентного Анализатора Fluoresce MF-T1000 закрытого типа	набор	1	28 200,00	28 200,00
57.	Набор для определения NT-proBNP (N-концевой пропептид натрийуретического гормона)	Набор для определения NT-proBNP (N-концевой пропептид натрийуретического гормона) для Портативного Иммунофлуоресцентного Анализатора Fluoresce MF-T1000 закрытого типа. В составе набора 20 специальных картриджей	набор	50	121 000,00	6 050 000,00
58.	NT-proBNP Контрольный реагент	Контрольный реагент для NT-proBNP (N-концевой пропептид натрийуретического гормона) для Портативного Иммунофлуоресцентного Анализатора Fluoresce MF-T1000 закрытого типа	набор	1	28 200,00	28 200,00
59.	Набор для определения Ferritin (Ферритин)	Набор для определения Ferritin (Ферритин) для Портативного Иммунофлуоресцентного Анализатора Fluoresce MF-T1000 закрытого типа. В составе набора 20 специальных картриджей	набор	10	43 000,00	430 000,00
60.	Ferritin (Ферритин) Контрольный реагент	Контрольный реагент для Ferritin (Ферритин) для Портативного Иммунофлуоресцентного Анализатора Fluoresce MF-T1000 закрытого типа	набор	1	28 200,00	28 200,00

Диагностические реагенты для Автоматического иммуноанализатора iFlash 1200 закрытого типа						
61.	TSH	Набор для определения ТТГ для Автоматического иммуноанализатора iFlash 1200 закрытого типа. 2*50 тестов в наборе	набор	15	73 000,00	1 095 000,00
62.	FT4	Набор для определения Т4 свободного для Автоматического иммуноанализатора iFlash 1200 закрытого типа. 2*50 тестов в наборе	набор	15	91 000,00	1 365 000,00
63.	FT3	Набор для определения Т3 свободного для Автоматического иммуноанализатора iFlash 1200 закрытого типа. 2*50 тестов в наборе	набор	15	91 000,00	1 365 000,00
64.	Anti-TPO	Набор для определения АТТПО для Автоматического иммуноанализатора iFlash 1200 закрытого типа. 2*50 тестов в наборе	набор	15	191 000,00	2 865 000,00
65.	Progesterone	Набор для определения Прогестерона для Автоматического иммуноанализатора iFlash 1200 закрытого типа. 2*50 тестов в наборе	набор	1	83 720,00	83 720,00
66.	Testosterone	Набор для определения Тестостерона для Автоматического иммуноанализатора iFlash 1200 закрытого типа. 2*50 тестов в наборе	набор	1	67 881,00	67 881,00
67.	LH	Набор для определения ЛГ для Автоматического иммуноанализатора iFlash 1200 закрытого типа. 2*50 тестов в наборе	набор	1	56 568,00	56 568,00
68.	FSH	Набор для определения ФСГ для Автоматического иммуноанализатора iFlash 1200 закрытого типа. 2*50 тестов в наборе	набор	1	61 093,00	61 093,00
69.	MULTI CONTROL	Двухуровневый контрольный материал для проведения контроля качества тестов на гормональный статус для Автоматического иммуноанализатора iFlash 1200 закрытого типа. Уровень I: 2x3мл, уровень II: 2x3мл	набор	2	166 700,00	333 400,00
70.	Vitamin D	Набор для определения Vitamin D для Автоматического иммуноанализатора iFlash 1200 закрытого типа. 2*50 тестов в наборе	набор	15	257 125,00	3 856 875,00
71.	ПРОМЫВОЧНЫЙ БУФЕР	Промывочный буфер концентрированный для Автоматического иммуноанализатора iFlash 1200 закрытого типа. Упаковка 4x1л.	упак	10	104 544,00	1 045 440,00
72.	ПРЕТРИТТЕРНЫЙ РЕАГЕНТ	Пре-триггерный раствор для Автоматического иммуноанализатора iFlash 1200 закрытого типа. Упаковка 4*220мл	упак	5	28 512,00	142 560,00

73.	ТРИГТЕРНЫЙ РЕАГЕНТ	Тригтерный раствор для Автоматического иммуноанализатора iFlash 1200 закрытого типа. Упаковка 4*220мл	упак	5	47 520,00	237 600,00
74.	РЕАКЦИОННАЯ КЮВЕТА	Реакционные кюветы iFlash для Автоматического иммуноанализатора iFlash 1200 закрытого типа. Упаковка 2000 штук	упак	3	152 064,00	456 192,00
75.	Чистящий раствор	Чистящий раствор 2 кассеты для автоматического иммунохемилюминисцентного анализатора iFlash 1200 закрытого типа: состоит из 2 кассет по 45 мл. Реагент с уникальным составом необходим для проведения специальной очистки иглы пробозаборника на анализаторе iFlash. Прилагается QR код для внесения данных в анализатор. Требуется установка и активация тест набора на борт анализатора через сервер производителя.	упак	6	125 290,00	751 740,00
Диагностические реагенты для анализатора электролитов серии Audicom закрытого типа						
76.	Реагент А калибровочный	Реагент А калибровочный для Анализатора электролитов серии Audicom закрытого типа. Объем флакона 400 мл. Кол-во тестов в одном флаконе 150.	флакон	20	60 900,00	1 218 000,00
77.	Реагент В стандартный	Реагент В стандартный для Анализатора электролитов серии Audicom закрытого типа. Объем флакона 200 мл. Кол-во тестов в одном флаконе 600.	флакон	15	46 200,00	693 000,00
78.	Реагент активации электродов	Реагент активации электродов для Анализатора электролитов серии Audicom закрытого типа. Объем флакона 10 мл. Кол-во тестов в одном флаконе 600.	флакон	10	31 500,00	315 000,00
79.	Реагент депротенинизации электродов	Реагент депротенинизации электродов для Анализатора электролитов серии Audicom закрытого типа. Объем флакона 10 мл. Кол-во тестов в одном флаконе 600.	флакон	10	31 500,00	315 000,00
80.	Контрольный материал для газов крови	Контрольный материал для газов крови для Анализатора электролитов серии Audicom закрытого типа	набор	2	172 000,00	344 000,00
81.	Шприцы с гепарином лития	Шприцы с сухим гепарином для анализа газов крови 2 мл №50	упак	40	38 000,00	1 520 000,00
Реагенты для иммуногематологических исследований для анализатора Ortho Workstation закрытого типа						
82.	Реагенты для подтверждения группы крови АВ0	3% стандартные эритроциты для определения группы крови (A1+B), упаковка 2x3мл, для колоночной агглютинации Ortho	упак	17	33 415,00	568 055,00

83.	Реагенты для распознавания антигел в группе крови	0,8% стандартные эритроциты для скрининга антигел, упаковка 3x10мл, для колоночной агглютинации Ortho	упак	13	59 356,00	771 628,00
84.	Кассеты для определения резус фактора и группы крови прямой и обратной реакцией, № 400	Кассеты для определения резус фактора и группы крови прямой и обратной реакцией / упаковка 400 кассет, для колоночной агглютинации Ortho	упак	2	1 021 196,00	2 042 392,00
85.	Кассеты полиспецифические анти-человеческие, № 100	Кассеты полиспецифические содержащие античеловеческий иммуноглобулин для скрининга антигел / упаковка 100 кассет, для колоночной агглютинации Ortho	упак	4	387 138,00	1 548 552,00
86.	Прокальцител кассет для системы (20 шт.)	Лайнеры для системы, упаковка 20 штук, для колоночной агглютинации Ortho	упак	20	6 150,00	123 000,00
87.	Раствор, 3 x 10ml	Раствор слабой ионной силы, 3 x 10ml	упак	1	37 980,00	37 980,00

Сроки и условия поставки: 15 календарных дней с момента получения заявки на поставку товара;
Место поставки товаров: РК, Область Абай, Урджарский район, Маканчинский с.о., с.Маканчи, А.Найманбаева 191, до двери склада для хранения лекарственных средств.
Место представления (приема) документов: Индекс: 071724, РК, Область Абай, с.Маканчи, А.Найманбаева 191, 2-этаж приемная или в отдел государственных закупок, (рабочее время с 08:00ч до 17:00ч, обеденный перерыв с 13:00ч до 14:00ч).
Окончательный срок представления ценовых предложений:
15 января 2025 года до 4:09:00
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:
15 января 2025 года в 4:09:10 по адресу: Индекс: 071724, РК, Область Абай, с.Маканчи, А.Найманбаева 191.

Главный врач
КГП на ПХВ «Больница района Маканшы»
управления здравоохранения области Абай



Кәкен Ә.Ж